

Instruções de uso

Manifold

Registro ANVISA nº: 81231559016

Introdução: As técnicas médicas e os procedimentos descritos nesta instrução não representam todos os protocolos aceitáveis, nem tem a intenção de substituir a experiência médica no tratamento de um paciente específico. Estes procedimentos são oferecidos somente como um guia aos médicos.

Indicação de Uso:

O Manifold é utilizado para conectar, nas saídas verticais que possuem válvulas, os extensores (tubos) de monitoramento de pressão, de soro fisiológico e de contraste entre outros, para a distribuição e monitoramento de fluidos. É um acessório utilizado em procedimentos de angioplastia, radiologia, nos centros de terapia intensiva e em unidades coronarianas para a distribuição e monitoramento de fluidos, facilitando o atendimento contínuo de líquidos e monitoramento do paciente em procedimento de intervenções hemodinâmicas, terapia intensiva ou em procedimentos cirúrgicos.

Princípio de funcionamento:

O adaptador rotativo frontal (saída) é conectado ao cateter angiográfico, ao cateter guia de angioplastia, ao de termo diluição ou outro que venha a ser utilizado para administração de fluídos ou monitoramento de pressão.

Modo de Uso do Produto:

Modo de uso do produto:

1. Remova a embalagem. Não use se a embalagem estiver danificada.
2. Retire o manifold, e, em seguida, conecte as linhas de acordo com a regulação, verifique todas as conexões para ter certeza de que não há vazamentos de líquido e/ou ar.
3. De acordo com as necessidades do paciente, infunda líquido médico adequado para implementar diagnóstico e tratamento.
4. O fabricante recomenda uso único

Advertências e Precauções:

- O procedimento deve ser executado por pessoal médico treinado.

- A esterilização é válida por três anos, confirme a data de esterilização antes de usar, não use se tiver expirada.
- Esterilizado por óxido de etileno. Não use se a embalagem estiver danificada
- O fabricante recomenda uso único.
- A reesterilização e/ou reutilização, podem causar infecção ao paciente.
- Após o uso, descarte o produto e a embalagem de acordo com procedimentos do hospital

Contraindicações: Não se aplica

Eventos Adversos: Não se aplica

Condições de Armazenamento e transporte:

Armazene e transporte em umidade relativa até 80%, em local que não tenha presença de gases corrosivos, seco, longe da luz solar, limpo e bem ventilado. Conservar em temperatura de 0°C à 55°C.

Apresentação comercial:

O Manifold está disponível em embalagem primária de Tyvek. Posteriormente, é acondicionado em caixa de papelão.

Método de esterilização: Óxido de etileno.

Descarte do produto: A forma de descarte do produto deve seguir o regulamento técnico de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde, conforme descrito na resolução RDC Nº 222, DE 28 DE MARÇO DE 2018.

Detentor do registro:

Total Life Comércio de Produtos Médico Hospitalar LTDA
Endereço: Rua Arnaldo Roque Brisque, 80 Vista Alegre – Vinhedo/SP- 13.285-423
Resp. Técnica: Juliana Luz Baruta CROSP: 82941.

Fabricado por:

BrosMed Medical Co., Ltd
15th Building, SME's Venture Park, Shongshan Lake Hi-Tech Industrial
Development Zone, Dongguan, Guangdong, 523808, China